





**Дополнительное оборудование для использования с
дыхательным аппаратом «Колибри»:**

№	Наименование	Кол-во,
1.	<p>Спасательное устройство для эвакуации пострадавшего</p>  <p>состоит из :</p> <ul style="list-style-type: none"> - капюшона, - подмасочника - шланга длиной 1,5 м с быстроразъемным соединением для подключения к дыхательному аппарату. Обеспечивает постоянную подачу воздуха 40 л/мин. <p>Изготовлено из огнестойкого материала сигнального оранжевого цвета, имеет универсальный размер и благодаря эластичному шейному обтюратору обеспечивает герметичность внутри капюшона.</p> <p>Соответствует Техническому регламенту о пожарной безопасности (№123-ФЗ от 22.07.2008), ГОСТ Р 53255-2009, ГОСТ Р 53257-2009</p>	1
1.	<p><u>Чемодан-короб для транспортировки дыхательного аппарата «Колибри»</u> под 1 баллон</p>	1
2.	<p><u>Баллон Safer 6.8л, PET-лейнер, ультралегкий</u></p> <p>Вес 2,8 кг Диаметр 158 мм Длина 526 мм Резьба М18 х 1,5 Срок службы 20 лет Рабочая температура -40/+60 С</p>	1

3.	<p>Баллон Luxfer 6,8 л, с вентилем, металлокомпозитный . вес 3.8 кг. Диаметр: 157 мм, Длина: 523 мм. Размер резьбы в горловине: 18x1,5 мм. Срок службы: 15 лет</p>		1
4.	<p>Баллон БК-7-300-С , 6.8л, с вентилем , металлокомпозитный . Вес 5,6 кг. Диаметр 148 мм. Длина 575мм.</p>		1
5.	<p>Баллон ARMOTECH, 6.8л, металлокомпозитный, Вес 3,6 кг, Срок службы 15 лет.</p>		1